

# CDWAH-U

## Soporte para indicadores de lavado

*Para colocar indicadores de lavado Chemdye® CDWA*



### Uso previsto

Diseñado para colocar los indicadores Chemdye® CDWA utilizados para el control rutinario de procesos de limpieza y monitoreo de la efectividad del lavado en lavadoras ultrasónicas.

### Legislación aplicable

ISO/TS 15883-5:2005.

### Habilitación

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012.

### Características

Soporte reutilizable de acero inoxidable grado SUS304 cromado de gran resistencia y durabilidad.

Base: 32 mm de ancho, 72.5 mm de largo, broche al dorso.

El soporte está diseñado para ser fijado en la bandeja, lo que permite una localización reproducible del indicador de limpieza en lavadoras ultrasónicas, sin representar un desafío al proceso de lavado.

### Condiciones de almacenamiento

T = 10-30 °C, HR 30-80 %, mantener al abrigo de la luz.

### Condiciones de transporte

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

### Período de vida útil

500 ciclos.

**Envase**

1 unidad por caja.

Datos en el envase: código y descripción del producto, lote, presentación, datos del fabricante y condiciones de almacenamiento.

Peso por caja: 24,9 g.

**Etiquetado**

Información solo en la caja del producto.

**Posibles mercados de destino**

Área de la Salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y de Productos Médicos.

**Otra información relevante (opcional)**

Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones operativas del producto.

NOTA: si es necesario, se deberán especificar límites para los parámetros de cada producto.

**Descripción de los peligros conocidos y/o previsibles y de situaciones que podrían representar un peligro para el producto.**

Almacenar el producto en su envase original, alejado de desinfectantes, agentes corrosivos u oxidantes, gases y humedad.

El soporte puede estar caliente al finalizar el ciclo de lavado.

# CDWAH-U

## Cleaning indicators holder

*For Chemdye® CDWA cleaning indicators*



### Usage

Designed to hold Chemdye® CDWA cleaning indicators used for cleaning process routine control and monitoring in ultrasonic washers.

### Applicable Regulation

ISO/TS 15883-5:2005.

### Authorization

Designed under Quality Management System standards ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012.

### Characteristics

Chrome plating SUS304 grade stainless steel re-usable holder of great resistance and durability.

Base: 32 mm wide, 72.5 mm long, pin at the back side.

The holder is designed to be fixed on the tray, which allows reproducible location of the cleaning indicator in ultrasonic washing machines, without representing a challenge to the washing process.

### Storage conditions

T = 10-30 °C, RH 30-80 %, store in dark place.

### Transportation conditions

Carry in closed and strengthened boxes in order to avoid damages.

Transportation of this product does not represent a risk for health.

### Shelf-life

500 cycles.

**Packing**

1 unit per box.

Packing information: product code and description, batch number, manufacturer information and storage conditions.

Weight per box: 24.9 g.

**Labelling**

Information only on product's box.

**Possible target markets**

Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical industries.

**Other important information (optional)**

Read product's directions for use thoroughly before use.

NOTE: When necessary, limits for each product's parameters should be specified.

**Description of identified and/or predictable risks which could represent a risk for the product**

Store the product within its' original package, away from disinfectants, corrosive or oxidant agents, gases and humidity.

Holder may be hot after running the washing cycle.