

CG3

Three Line Labeler



Usage

Manual Labeler that allows a quick and easy labelling of sterilization packages with Chemdye® CD13 / CD23 / CD33 / CD43 / CD53 / CD83 Labels.

Applicable regulation

Designed under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Characteristics

These labels have a chemical ink that changes color in presence of the sterilizing agent. The labels have an innovative dual-adhesive technology that allows labelling the package, submit it to the sterilization process and remove the label without breaking it or losing the adhesive in order to paste it into a sterilization record.

Read instructions for use.

Storage conditions

T = 10-30 °C, RH = 30-80 %.

Transport conditions

Transport in closed and reinforced boxes in order to avoid damages. The transport of this product does not represent a risk for health.

Warranty

The warranty coverage period is for one year from the purchase of the product.

Packing

1 labelling device per box.

Labelling

On product: product code and description, serial number and batch number.

On product's box: product code and description, serial number, batch number, barcode and datamatrix code.

Possible target markets

Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical industries.

Other important information

Read product's instructions for use thoroughly before use.

CG3

Etiquetadora de 3 líneas



Uso previsto

Etiquetadora manual que permite el etiquetado rápido y sencillo de paquetes de esterilización con etiquetas Chemdye® CD13 / CD23 / CD33 / CD43 / CD53 / CD83.

Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Características

Estas etiquetas contienen una tinta reactiva que cambia de color en presencia del agente esterilizante. Las etiquetas tienen una novedosa tecnología doble-adhesiva que permite etiquetar el paquete, someterlo al proceso de esterilización y remover la etiqueta sin dañarla y sin que pierda el adhesivo para poder colocarla en un registro de esterilización. Leer instrucciones de uso.

Condiciones de almacenamiento

T = 10-30 °C, HR = 30-80 %.

Condiciones de transporte

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

Garantía

El periodo de cobertura de la garantía es de un año desde la compra del producto.

Envase

1 etiquetadora por caja.

Etiquetado

En el producto: código y descripción del producto, número de serie y lote.

En la caja del producto: código y descripción del producto, número de serie, lote, código de barras y código datamatrix.

Posibles mercados de destino

Área de la Salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y de Productos Médicos.

Otra información relevante

Leer atentamente las instrucciones del producto antes de utilizar.